


Intensiv Swingle LT/A


Klinisch getestet von den Universitäten Zürich und Bern, Schweiz

Das einzigartige oszillierende Winkelstück mit mikromechanischer dualer Funktion

- axial freidrehend
- axial fixierte Position



Axial freidrehende Feilen



Axial fixierte Feilen



Indikationen

In Kombination mit oszillierenden Feilen für entsprechende klinische Anwendungen



20.000 Oszillationen
1,8 mm reziprok

Hubbewegung 0,9 mm
20.000 oszillierende Bewegungen
bei 40.000 U/Min

12 axial fixierte Positionen innerhalb 360°

Winkelstück mit integriertem Wasserspray
und optionalem Licht

1:1

Vorteile

- 2 Anwendungsmöglichkeiten mit einem Winkelstück
- 20.000 oszillierende Bewegungen pro Minute für eine effizientere Abtragsleistung der Feilen
- 2 Jahre Garantie
- Sterilisierbar

ANGEBOT

gültig bis 30.09.2019

- Jetzt **Cashback** bis zu CHF 300.– für ein gebrauchtes oszillierendes Winkelstück/Kopf (Typ EVA)
- 2 Packungen Proxoshape zu 3 Stück nach Wahl gratis dazu

Jetzt bestellen!
(gültig bis 30.09.2019)

Intensiv Swingle LT/A

Klinisch getestet von den Universitäten Zürich und Bern, Schweiz

Faxbestellung: 044 838 65 65 oder E-Mail: info@demadent.ch




Produkt	Intensiv Ref.	dema dent Art. Nr.	dema dent VK-Preis* CHF	Menge
Intensiv Swingle LT, mit Licht	WG-69 LT	748393	1'080.60	
Intensiv Swingle A, ohne Licht	WG-69 A	748392	751.70	

2 Packungen à 3 Stück oszillierende Intensiv Feilen nach Ihrer Wahl

	Intensiv Ref.	dema dent Art. Nr.	dema dent VK-Preis CHF	Menge
Intensiv Proxoshape PS0	PS0/3	748394	60.30	
Intensiv Proxoshape PS1	PS1/3	748395	60.30	
Intensiv Proxoshape PS2	PS2/3	748397	60.30	
Intensiv Proxoshape PS3	PS3/3	748400	60.30	
Intensiv Proxoshape PSC80	PSC80/3	748404	60.30	

Zusätzliche Produkte

	Intensiv Ref.	dema dent Art. Nr.	dema dent VK-Preis CHF	Menge
Intensiv ProxoshapeTray (ohne Feilen)	PST500	741728	49.30	



Praxisstempel:

Datum

Unterschrift



Senden Sie mir bitte den Intensiv Katalog

ANGEBOT

- Jetzt **Cashback*** CHF 300.- (LT) / CHF 150.- (A) für ein gebrauchtes oszillierendes Winkelstück/Kopf* (Typ EVA)
- **2 Packungen Proxoshape zu 3 Stück nach Wahl gratis dazu**

* Ein Cashback pro gekauftes Intensiv Swingle

P196D-CHF demadent / Juni 2019



dema dent AG
Grindelstrasse 6
CH-8303 Bassersdorf

Tel. +41 (0)44 838 65 65
Fax +41 (0)44 838 65 66
info@demadent.ch
www.demadent.ch



Intensiv SA
Via al Molino 107
6926 Montagnola
Schweiz

Tel. + 41 91 986 50 50
Fax + 41 91 986 50 59
info@intensiv.ch
www.intensiv.ch