

ddSpezial.

03/19

Gültig bis 16.09.2019

dema
dent



BLUE marina

Aus Leidenschaft für das Besondere



www.demadent.ch



bluemarkina – die exklusive Behandlungseinheit

Die Harmonie von Form, Funktion und Emotion. Unsere Designlinie bluemarkina revolutioniert die Optik konventioneller Behandlungseinheiten in Kombination mit dem stilvollen Möbelsystem und eröffnet Ihnen eine neue, völlig andersartige Designwelt im Dentalbereich. Inspiriert von der Ästhetik italienischen Designs, das auch im Yachtdesign Massstäbe gesetzt hat, haben wir einen Behandlungsplatz konzipiert, das die elegante Linienführung dieses Designs aufgreift. Besonderen Wert auf beste Qualität haben wir selbstverständlich auch im funktionalen Bereich gelegt. Entwickelt, technisch ausgestattet und endgefertigt wurde unsere Designlinie in Deutschland nach unseren gewohnt hohen Qualitäts- und Hygieneansprüchen.

Gönnen Sie sich eine Innovation: die erste Yacht für die Praxis!

Ausstattung bluemarkina-Behandlungsplatz:

Zahnarztelement

- 1 6F-Spritze mit Licht
- 1 Turbinenschlauch mit Licht
- 1 Kollektorloser Micromotor K2
- 1 Zahnsteinentferner Piezokeramisch ohne Licht
- 1 Kabelloser Funkfussanlasser

Wassereinheit

- 1 Mundspülbeckenventil zum Anschluss an zentrale Nassabsaugung
- 1 Assistenzelement Einsteiger
- 1 Doppelgelenksarm für Assistenzelement
- 1 Grosser Saugschlauch
- 1 Kleiner Saugschlauch
- 1 DVGW Trennstrecke mit Wasserentkeimung

Patientenstuhl

- 1 Rückenlehne breit
- 1 Kopfstütze „Alle“
- 1 Armlehne verschiebbar links und rechts für Patientenstuhl

2 Arbeitssessel

- 1 LED Behandlungsleuchte (Gerätemodell)

Sie haben Interesse an der exklusiven bluemarkina Behandlungseinheit? Lassen Sie sich ausführlich – auch über andere individuell gestalteten Behandlungsplätze – beraten:

Telefon 044 838 65 65



blue line – Arbeitsplatz der Kompaktklasse

Das kompakte Allround-Talent aus deutscher Fertigung.

Der blue line-Behandlungsplatz verfügt über eine Reihe von Premium-Merkmalen, die diese kompakte Behandlungseinheit zu einem hochwertigen Allround-Talent machen. Selbstverständlich bietet gerade dieser Bestseller alle Vorzüge der in Deutschland entwickelten und endgefertigten Behandlungseinheit. Auch eine langfristige Ersatzteilversorgung und die Servicefreundlichkeit tragen zu einer grossen Werthaltigkeit dieser Investition bei.

Ausstattung

blue line-Behandlungsplatz:

- 3-Wegespritze Arzt
- Lichtturbineneinrichtung
- Micromotor K2
- Zahnsteinentferner Newtron ohne Licht
- Anschlusskasten mit DVGW Trennstrecke, Permanent- und Intensiventkeimung
- Mundspülbeckenventil zum Anschluss an die zentrale Nassabsaugung
- OP-Leuchte LED, Solaris 3
- Designapplikationen in blau (Arzt- und Helferinnen Element, Speifontäne und Behandlungsplatz)
- Ohne Arbeitssessel

Optional:

- Multimediapakete Basis mit Neovo 21" Monitor und ACTEON Intraoral-Kamera S617



Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot! Rufen Sie uns an:

Telefon 044 838 65 65

blue line
bei Ihren
dema dent
Depots

Primescan AC

Der neue Massstab in puncto Genauigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Schnelligkeit

Eine hervorragende Wahl für herausragende Ergebnisse:

Primescan ist der perfekte Einstieg in die digitale Zahnmedizin. Egal wie Sie Ihre Arbeitsabläufe gestalten möchten, Primescan ermöglicht **effiziente digitale Workflows** – sowohl chairside in Ihrer Praxis als auch in Zusammenarbeit mit Ihren bevorzugten Partnern.

Die neue Aufnahmeeinheit ist eine Arbeitsstation für moderne Zahnheilkunde, die die Bedürfnisse der Zahnärzte berücksichtigt. Mit ihrem **Touchpad und dem beweglichen Breitbild-Touchscreen (16:9)** bietet sie eine **hochintuitive und ergonomische Arbeitsfläche**.

Primescan Highlights

Genauigkeit

Scannen mit herausragender Echtheit und Präzision: Mit dem innovativen Smart Pixel Sensor und der dynamischen Tiefenscantechnologie für perfekte Schärfe, selbst in bis zu 20 mm Tiefe.

Konnektivität

Beschleunigen Sie Ihren Workflow: Dank der nahtlosen, validierten und offenen Datenübertragungsoptionen erhalten Labore und andere Partner im Handumdrehen hochauflösende Modelle.

Benutzerfreundlichkeit

Touchscreen und Touchpad bieten eine komfortable und intuitive Bedienung. Einfaches Scannen von sämtlichen Zahnmaterialien und schwer zu erreichenden Bereichen: Das erweiterte Sichtfeld ermöglicht die Visualisierung grösserer Bereiche mit weniger Schwüngen und sofortiger Präzision.

Hygiene

Halten Sie Infektionen unter Kontrolle: Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Hülsen, einschliesslich autoklavierbarer und Einweghülsen.

Schnelligkeit

Schnelleres Scannen mit einem reibungslosen Scanablauf: Konsolidierung von mehr als 50.000 Bildern pro Sekunde und schnelle Verarbeitung genau der Daten, die die Software benötigt.

Die neue Aufnahmeeinheit

Intelligente Funktionen und mehr Komfort: die intuitive Bedienung über den beweglichen Touchscreen (16:9) und das Touchpad bieten eine perfekte Ergonomie.

Mobilität

Batteriespeicher mit einer Reichweite von 60 Minuten unterstützen das Mobilitätskonzept.



Leasingrate ab
**CHF
867.00**

netto, monatlich bei einer
Laufzeit von 60 Monaten

Aktionspreis
**CHF
45'880.00**

zzgl. MwSt.
(LVP CHF 73'593.00)

Orthophos XG 5

Grosse Vielfalt für perfekte Ergebnisse:

Der ORTHOPHOS XG 5 bietet mit zusätzlichen Programmen mehr Möglichkeiten bei der Diagnose.

11 Panorama-Programme und 4 Ceph-Programme

Einfache Bedienung. Variable Ausstattung: ORTHOPHOS XG 5 ist ein idealer Partner für allgemeine Zahnärzte und Kieferorthopäden. Alle Aufnahmeparameter sind exakt auf spezifische Diagnoseaufgaben abgestimmt. Das horizontal und vertikal reduzierte Kinderpanorama-Programm bietet beste Bildqualität bei geringster Dosis. Ideal für Praxen, die viele Kinder behandeln.

Idealer Partner für Kieferorthopäden – der optionale Ceph-Ausleger

Der optionale Ceph-Ausleger bietet alle wichtigen Ansichten für Kieferorthopäden. Zusätzlich zu den gängigen Fernröntgen-Programmen für laterale, symmetrische und Handwurzel Aufnahme ist eine Vielzahl spezieller Projektionen wie z.B. die Clementschitsch-Aufnahme möglich.

Mehr Klarheit in den Bildern – dank ASTRA

Keine schwarzen Ränder um Metallfüllungen, keine überhöhten Kontraste. Dank CSI und ASTRA erreichen Sie Bilder, die durch besondere Klarheit überzeugen und somit eine schnelle und sichere Diagnose ermöglichen.

**Jetzt über 20.000
Artikel schnell und
einfach im Online-Shop
bestellen:
www.demadent.ch**



Leasingrate ab
**CHF
385.00**

netto, monatlich bei einer
Laufzeit von 60 Monaten

Aktionspreis
**CHF
19'500.00**

zzgl. MwSt.
(LVP CHF 72'280.00)



Einstieg in die digitale Welt: Orthopantomograph OP 3D Pro PAN

Ausgezeichnete Innovationen für Panoramaröntgen, Fernröntgen und 3D

Mit dem KaVo OP 3D PAN fällt die Entscheidung für ein neues Röntgengerät leicht. Diese vielseitige, komplette Röntgenplattform macht mit einfach zu bedienenden Funktionen den gesamten integrierten Röntgen-Workflow leichter und schneller.

Dank verschiedener Bildgebungsprogramme und der intuitiven Benutzeroberfläche bieten die verschiedenen Konfigurationen des KaVo OP 3D exzellente diagnostische Möglichkeiten bei ganz unterschiedlichen Fragestellungen – egal ob in der allgemeinen Zahnmedizin, der Endodontie, Kieferorthopädie, Implantologie oder Kieferchirurgie.

- Das Panoramaröntgen für den Einstieg in die digitale Welt
- Fast-Scan-Funktion für 2D-Panoramaaufnahmen in nur 9 Sekunden
- ORTHOfocus™: automatische Auswahl der optimalen Bildsicht bei Panoramaaufnahmen
- Panoramaprogramme, die alle Anforderungen einer Praxis erfüllen
- Einfach erweiterbar mit Fernröntgen-Option und 3D-Funktionen
- Alle Funktionen einfach, intuitiv und zeitsparend über Laptop oder PC im LAN-Netzwerk Ihrer Praxis bedienbar

Jetzt über 20.000
Artikel schnell und
einfach im Online-Shop
bestellen:
www.demadent.ch



Leasingrate ab
**CHF
500.00**

netto, monatlich bei einer
Laufzeit von 60 Monaten

Aktionspreis
**CHF
25'500.00**

zzgl. MwSt.
(LVP CHF 33'895.00)

Das Top-Modell: Orthopantomograph OP 3D

Panorama und 3D.

Fernröntgen:

- Innovative, patentierte ORTHOceph™ Plus Funktion: Fernröntgen mit kurzen Aufnahmezeiten und anpassbarem Aufnahmebereich für optimale Bildqualität bei minimierter Strahlendosis

3D:

- 4 Auflösungen für 3D (Low Dose Technology™ (LDT), Standard, High, Endo) kombiniert mit der Metallartefaktreduktion (MAR) Technologie
- 4 voreingestellte Volumen: 5x ø 5 cm, 6x ø 9 cm, 9x ø 11 cm und (optional) 9x ø 14 cm – dank SMARTVIEW™ 2.0 frei positionierbar und in der Höhe von 5 bis 9 cm vor der Aufnahme in 5-mm-Schritten anpassbar, für insgesamt bis zu 36 Volumengrößen

Übergreifende Vorteile:

- QUICKcompose™ für sofortige Anzeige der Aufnahme direkt nach Fertigstellung des Scans
- Optimierte Imaging-Arbeitsabläufe
- 4 Auflösungen für 3D (Low Dose Technology™ (LDT), Standard, High, Endo) kombiniert mit der Metallartefaktreduktion (MAR) Technologie
- 4 voreingestellte Volumen: 5x ø 5 cm, 6x ø 9 cm, 9x ø 11 cm

3D



Leasingrate ab
**CHF
1'075.00**

netto, monatlich bei einer
Laufzeit von 60 Monaten

Aktionspreis
**CHF
58'500.00**

zzgl. MwSt.
(LVP CHF 72'280.00)



HAND- UND WINKELSTÜCKE

MASTERmatic

Leben Sie Ihren Anspruch

- optimaler Zugang und beste Sicht
- maximale Präzision
- einzigartige Zuverlässigkeit



M05 L
Aktionspreis
CHF
1'399.00

Art.-Nr. 699601

M10 L
Aktionspreis
CHF
899.00

Art.-Nr. 699603

M29 L
Aktionspreis
CHF
859.00

Art.-Nr. 699606

M07 L
Aktionspreis
CHF
729.00

Art.-Nr. 699602

M25 L
Aktionspreis
CHF
1'425.00

Art.-Nr. 699605

M20 L
Aktionspreis
CHF
625.00

Art.-Nr. 699604

EXPERTmatic

Geniessen Sie maximale Power mit innovativem KaVo Komfort

- höchste Behandlungsqualität
- maximaler Behandlungskomfort
- grösste Patientenzufriedenheit



E10 C
Aktionspreis
CHF
459.00

Art.-Nr. 477901

E15 L
Aktionspreis
CHF
815.00

Art.-Nr. 477871

E20 L
Aktionspreis
CHF
735.00

Art.-Nr. 477895

E25 L
Aktionspreis
CHF
999.00

Art.-Nr. 477864

E680 L
Aktionspreis
CHF
899.00

Art.-Nr. 477853

M8700



M8700 L
Aktionspreis
CHF
1'269.00

Art.-Nr. 699607

M8700 LK
Aktionspreis
CHF
1'269.00

Art.-Nr. 699608

M8700 LS
Aktionspreis
CHF
1'269.00

Art.-Nr. 699609

M9000



M9000 L anthrazit
Aktionspreis
CHF
1'269.00

Art.-Nr. 637735

M9000 L braun
Aktionspreis
CHF
1'269.00

Art.-Nr. 642708

M9000 L silber
Aktionspreis
CHF
1'269.00

Art.-Nr. 637734

M9000 LS silber
Aktionspreis
CHF
1'269.00

Art.-Nr. 637735

T1 Classic / T1 Line



1+1

T1 Classic / T1 Line

Wählen Sie 2 Instrumente aus
und das **günstigste**
erhalten Sie gratis.

T1 Classic

- hygienisch perfekt: Sterilisier- und thermo-desinfizierbar
- optimales Spray-System
- unglaublich leise dank 4-Düsen-Spray
- kleine Köpfe für beste Sicht
- ergonomisch leichte Titanhülse
- optimale Ausleuchtung für hervorragende Sicht
- längere Lebensdauer durch DLC-beschichtete Kugellager*
- elegantes Design für ausgezeichnete Ergonomie
- optimale Balance durch Motor SL/BL*
- 3 Jahre Garantie

*Längere Lebensdauer durch DLC (Diamond like Carbon) beschichtete Kugellager

T1 Line

- hygienisch perfekt: Sterilisier- und thermo-desinfizierbar
- optimales Spray-System
- unglaublich leise dank 4-Düsen-Spray
- kleine Köpfe für beste Sicht
- ergonomisch leichte Titanhülse
- optimale Ausleuchtung für hervorragende Sicht
- längere Lebensdauer durch DLC-beschichtete Kugellager*
- mit universeller ISO-Schnittstelle
- adaptierbar für Motor mit Licht dank ISO-Slider*
- 3 Jahre Garantie

*Längere Lebensdauer durch DLC (Diamond like Carbon) beschichtete Kugellager

T1 Classic Endo L schwarz	Art.-Nr. 339893	CHF 1'150.00
T1 Classic EVA 04 L gelb	Art.-Nr. 339859	CHF 1'179.00
T1 Classic EVA 11 L gelb	Art.-Nr. 339877	CHF 1'179.00
T1 Classic Prophy violett	Art.-Nr. 339854	CHF 1'020.00
T1 Classic S 1,6 L grün	Art.-Nr. 339434	CHF 1'199.00
T1 Classic S 200 L mini	Art.-Nr. 339387	CHF 1'199.00
T1 Classic S 200 L rot	Art.-Nr. 339381	CHF 1'599.00
T1 Classic S 40 L blau	Art.-Nr. 339402	CHF 1'099.00
T1 Classic S 6 L grün	Art.-Nr. 339408	CHF 1'150.00
T1 Classic SH 40 L blau	Art.-Nr. 339450	CHF 899.00

T1 Line C 1,6 L grün	Art.-Nr. 339526	CHF 999.00
T1 Line C 200 L Mini	Art.-Nr. 339472	CHF 999.00
T1 Line C 200 L rot	Art.-Nr. 339456	CHF 1'399.00
T1 Line C 40 L blau	Art.-Nr. 339478	CHF 850.00
T1 Line C 6	Art.-Nr. 346054	CHF 690.00
T1 Line C 6 L grün	Art.-Nr. 339520	CHF 899.00
T1 Line Endo 6 L	Art.-Nr. 702244	CHF 999.00
T1 Line EVA 04 L gelb	Art.-Nr. 339800	CHF 799.00
T1 Line EVA 11 L gelb	Art.-Nr. 339806	CHF 799.00
T1 Line H 40 L blau	Art.-Nr. 339542	CHF 750.00



HAND- UND WINKELSTÜCKE

DAC Universal

Das Kombinationsgerät reinigt, ölt und desinfiziert bis zu sechs Hand- und Winkelstücke und Turbinen, Ultraschallhandstücke und -spitzen, Düsen für Multifunktionsspritzen und Pulverstrahlgeräten sowie Pulverstrahlhandstücke.

Ganz sicher

- Vollautomatische, sichere Instrumentenaufbereitung
- Erfüllt die Anforderungen aus den Empfehlungen des RKI und BfArM*

Ganz sauber

- Gründliche Aussen- und Innenreinigung mit kaltem Wasser
- Spezialadapter für unterschiedliche Instrumentenhersteller

Ganz schnell

- Zeitersparnis und Kosteneffizienz auf Knopfdruck
- Bis zu 6 Instrumente können in ca. 15 Minuten aufbereitet werden – inklusive Kühlung

- DAC Universal inkl. Deckel Blue, Wasserfilter, Sterifilter, 1 Flasche NitramOil, Check& Clean Kit
- Installationskit nach Wahl

Art.-Nr. 757912



Deckel grün optional

Aktionspreis
CHF 5'990.00

zzgl. MwSt.

Zubehör für Dentsply Sirona DAC Universal	Art.-Nr.	
Nitram Oil #2 1 x 200ml Dosen, weiss Wrapped Ready	325759	CHF 69.80
Nitram Oil 1 x 200ml Dosen, weiss	432253	CHF 69.80
DAC Universal Abwasserfilter Packung: 6 Stück	758218	CHF 39.90
DAC Universal Reinigungstabs Packung: 50 Stück	750490	CHF 13.90

EINLADUNG ZUM WEITERBILDUNGSWORKSHOP

Hygiene mit Struktur!



Geschätztes Praxisteam.

Es ist nicht immer einfach für den Praxisinhaber bei der Vielzahl von Gesetzen, Richtlinien, Normen und technischen Regeln den Überblick zu behalten. Eines ist jedoch klar:

Hygiene ist eine der wichtigsten Grundlagen zahnärztlichen Erfolges. Es geht darum, ein Hygienemanagement zu etablieren, das den bestmöglichen Infektionsschutz sowohl für Patienten als auch für die Beteiligten in der Praxis gewährleistet.

In unserem praktischen Kurs erfährt die Assistenz in praxisnahen Hands-on-Kursen mehr über die aktuellsten Anforderungen an das Hygienemanagement:

- Die korrekte manuelle und maschinelle Pflege, Aufbereitung und Sterilisation von Turbinen, Hand- und Winkelstücken sowie des Instrumentariums.
- Die korrekte Dokumentation der Prozesse und Archivierung aller Unterlagen.
- Transparenz zum Thema Wasserhygiene.
- Möglichkeiten eines softwarebasierten Dokumentenmanagementsystems.

Das Ziel unserer Kombiveranstaltung ist es, den Teilnehmern theoretisches und praktisches Fachwissen zu vermitteln, dieses zu vertiefen und Lösungen für die schnelle Umsetzung im Praxisalltag zur Verfügung zu stellen.

Ein Zertifikat und die Verpflegung sind in der Gebühr enthalten. Wir freuen uns auf Sie!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr dema dent Team

REFERENTEN



Dieter Schaltegger
Hygienespezialist
dema dent AG



Helene Veltri
Medizinprodukteberaterin
Dürr Dental Schweiz AG

VERANSTALTUNGORT

dema dent AG
Grindelstrasse 6, 8303 Bassersdorf

TERMINE UND ANMELDUNG

info@demadent.ch
www.demadent.ch

**Unser Tipp:
Melden Sie sich
sofort an –
die Plätze sind
begehr!**

Sie wünschen seine individuelle Schulung zum Thema Hygienemanagement? Gerne! Nehmen Sie zu uns Kontakt auf unter **Tel. 044 838 65 65** oder per E-Mail: **info@demadent.ch**





MUNDSCHUTZ

BLEACHING

Erkoform 3d

Vakuum-Tiefziehgerät mit Reserve-Vakuum und automatisiertem Tiefziehvorgang. Ein bereitgehaltenes, grossvolumiges Reservevakuum ermöglicht eine schlagartige Anformung. Ein Sensor zur berührungslosen Temperaturmessung des Tiefziehmaterials garantiert die richtige Materialtemperatur für den Tiefziehvorgang, unabhängig von der Umgebung. Das Gerät ist mit einer mittelwelligen Infrarotheizung ohne Vorheizzeit ausgestattet. Die Mittelwelligkeit ermöglicht nicht nur ein oberflächliches Erwärmen, die Materialien werden auch in der Tiefe erhitzt. Spannungsärmere Schienen sind das Ergebnis. Als Zubehör kann das Occluform-3 installiert werden.



Aktionspreis
CHF 1'950.00

zzgl. MwSt.

Erkoflex-bleach

Flexible Tiefziehfolie, Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA), mit Isolierfolie zur Fertigung von Bleaching-, Fluoridierungsschienen und Medikamententrägern.

Farbe: transparent, Stärke: 1mm

Ø 120mm, Inhalt 20 Folien	Art.-Nr. 429449	CHF 25.00
Ø 120mm, Inhalt 100 Folien	Art.-Nr. 369582	CHF 95.00
Ø 125mm, Inhalt 20 Folien	Art.-Nr. 469867	CHF 25.00
Ø 125mm, Inhalt 100 Folien	Art.-Nr. 431679	CHF 95.00
Ø 125x125mm, Inhalt 20 Folien	Art.-Nr. 369943	CHF 25.00
Ø 125x125mm, Inhalt 100 Folien	Art.-Nr. 433301	CHF 95.00

Play safe Erkoflex-color

Tiefziehmaterial in unterschiedlichen Stärken, Grössen und Farben (15 Basis-Farbsets á 15 Platten, 5 Freestyle- und 5 Freestyle blackline Farbsets á 5 Platten)

2 mm, Ø 120 mm, Basisfarbe	Art.-Nr. 473179	statt CHF 63.80 nur CHF 42.00
2 mm, Ø 125 mm, Basisfarbe	Art.-Nr. 328178	statt CHF 63.80 nur CHF 42.00
mm, 125 x 125 mm, Basisfarbe	Art.-Nr. 555887	statt CHF 63.80 nur CHF 42.00
mm, Ø 120 mm, Basisfarbe	Art.-Nr. 473203	statt CHF 102.20 nur CHF 65.00
mm, Ø 125 mm, Basisfarbe	Art.-Nr. 434208	statt CHF 102.20 nur CHF 65.00
4 mm, 125 x 125 mm, Basisfarbe	Art.-Nr. 378075	statt CHF 102.20 nur CHF 65.00

Opalescence Go

Kosmetische Zahnaufhellung für zu Hause

- Gebrauchsfertige UltraFit Trays mit 6 % H₂O₂, faszinierend einfach
- Enthält die PF-Formel, für minimierte Zahnsensibilitäten und aktiven Kariesschutz

Opalescence Go ...

... für den sofortigen Start in eine komplette Zahnaufhellungsbehandlung
 ... als Auffrischung einer früheren Zahnaufhellungsbehandlung
 ... als „Prophylaxe +“ mit 1-2 Trays nach einer PZR.
 Hierbei entsteht meist der Wunsch nach einer vollständigen Behandlung.

Opalescence Go Patient Kit (á. 10 Blister) Mint

Blisterpackungen mit je einem UltraFit Tray für OK und UK
 Art.-Nr. 626832

Opalescence Go Patient Kit (á. 10 Blister) Melone

Blisterpackungen mit je einem UltraFit Tray für OK und UK
 Art.-Nr. 700242

3+1

Bei Abnahme von 3 x Opalescence Go Patient Kits (gemischte Abnahme möglich) erhalten Sie 1 x Opalescence Go Patient Kit Mint gratis!



Aktionspreis
CHF 75.00

Mint
zzgl. MwSt.

Aktionspreis
CHF 67.00

Melone
zzgl. MwSt.

Ultra-Etch Ätzzgel

- Selbstlimitierend im Dentin
- Dringt in feinste Fissuren ein, läuft aber an vertikalen Flächen nicht ab
- Präzise applizierbar
- Sauber abzuspülen – hinterlässt keine Rückstände
- Tiefblaue, deutlich sichtbare Farbe

Ultra-Etch IndiSpense Spritze

1x 30 ml (39,60 g) Spritze
 Art.-Nr. 366065



Aktionspreis
CHF 79.90

zzgl. MwSt.

2 mm, Ø 120 mm, Freestyle-Farbe	Art.-Nr. 399306	statt CHF 60.50 nur CHF 39.50
2 mm, Ø 125 mm, Freestyle-Farbe	Art.-Nr. 425297	statt CHF 60.50 nur CHF 39.50
2 mm, 125 x 125 mm, Freestyle-Farbe	Art.-Nr. 410306	statt CHF 60.50 nur CHF 39.50
4 mm, Ø 120 mm, Freestyle-Farbe	Art.-Nr. 403238	statt CHF 67.40 nur CHF 44.00
4 mm, Ø 125 mm, Freestyle-Farbe	Art.-Nr. 430365	statt CHF 67.40 nur CHF 44.00
4 mm, 125 x 125 mm, Freestyle-Farbe	Art.-Nr. 410828	statt CHF 67.40 nur CHF 44.00



CEREC BLÖCKE

IPS e.max CAD für CEREC / InLab Block

IPS e.max CAD LT (Low Translucency) – Der Vielseitige

LT-Blöcke sind aufgrund ihrer niedrigen Transluzenz – ähnlich dem natürlichen Dentin – ideal für die Herstellung von grösseren Restaurationen (z. B. Seitenzahnkronen) geeignet.



LT

LT I12 A1 Pa 5	346410	LT A-D A1 A16S Pa 5	637680
ILT I12 A2 Pa 5	346414	LT A-D A2 A16S Pa 5	637681
LT I12 A3 Pa 5	346430	LT A-D A3 A16S Pa 5	637682
LT I12 A3,5 Pa 5	346437	LT A-D A3,5 A16S Pa5	637683
LT I12 B2 Pa 5	346467	LT A-D A1 A16L Pa 5	637690
LT I12 D3 Pa 5	346507	LT A-D A2 A16L Pa 5	637691
LT C14 A1 Pa 5	346523	LT A-D A3 A16L Pa 5	637692
LT C14 A2 Pa 5	346547	LT A-D A3,5 A16L Pa5	637693
LT C14 A3 Pa 5	346554	LT A-D B2 A16L Pa 5	637695
LT C14 A3,5 Pa 5	346571	LT A-D C2 A16L Pa 5	637697
LT C14 B1 Pa 5	346593	LT A-D C16 A1 Pa 5	637709
LT C14 B2 Pa 5	346598	LT A-D C16 A2 Pa 5	637710
LT C14 B3 Pa 5	346612	LT A-D C16 A3 Pa 5	637711
LT C14 C2 Pa 5	346618	LT A-D C16 A3,5 Pa 5	637712
LT C14 D3 Pa 5	346646	LT A-D B32 A1 Pa 3	637719
LT C14 BL1 Pa 5	348306	LT A-D B32 A2 Pa 3	637720
LT C14 BL2 Pa 5	348313	LT A-D B32 A3 Pa 3	637721
LT I12 A4 Pa 5	328572	LT A-D B32 A3,5 Pa 3	637722
LT C14 A4 Pa 5	328672	LT A-D B32 B1 Pa 3	637723
LT C14 C1 Pa 5	328691	LT A-D B32 B2 Pa 3	637724
LT C14 C3 Pa 5	328696	LT A-D B32 C1 Pa 3	637725
LT C14 C4 Pa 5	328711	LT A-D B32 C2 Pa 3	637726
LT C14 D2 Pa 5	328717	LT A-D B32 BL2 Pa 3	637728

Aktionspreis
CHF 115.00

Aktionspreis
CHF 228.00

Aktionspreis
CHF 150.00

Aktionspreis
CHF 199.00

IPS e.max CAD HT (High Translucency) – Der Minimalinvasive

HT-Blöcke sind aufgrund ihrer hohen Transluzenz – ähnlich dem natürlichen Schmelz – ideal für die Herstellung von kleinen Restaurationen (z. B. Inlays, Onlays) geeignet.



HT

HT I12 A1 Pa 5	328745	HT B40 LA1 Pa 3	650865
HT I12 A2 Pa 5	328761	HT B40 LA2 Pa 3	650866
HT I12 A3 Pa 5	328767	HT B40 LA3 Pa 3	650867
HT I12 A3,5 Pa5	328787	HT B40 LA3,5 Pa 3	650868
HT C14 A1 Pa 5	328974	HT B40 LB1 Pa 3	650869
HT C14 A2 Pa 5	328991	HT B40 LB2 Pa 3	650920
HT C14 A3 Pa 5	328998	HT B40 LBL2 Pa 3	650924
HT C14 A3,5 Pa5	329015		
HT C14 A4 Pa 5	329032		
HT C14 B2 Pa 5	348646		
HT C14 B3 Pa 5	348662		
HT C14 C1 Pa 5	348684		
HT C14 C2 Pa 5	348700		
HT C14 C3 Pa 5	348769		
HT C14 C1 Pa 5	349782		

Aktionspreis
CHF 115.00

Aktionspreis
CHF 199.00

Aktionspreis
CHF 215.00

IPS e.max CAD MO (Medium Opacity) – Der Klassische

MO-Blöcke sind aufgrund ihrer Opazität ideal für die Herstellung von Gerüsten auf leicht verfärbten Stümpfen und werden hauptsächlich im zahntechnischen Labor verwendet.



MO

MO3 A14S Pa 5	637673	Aktionspreis	
MO1 A14L Pa 5	637676	CHF 189.00	
MO2 A14L Pa 5	637677		
MO3 A14L Pa 5	637678		



Spezial-Aktion
IPS e.max ZirCAD

4 + 1
GRATIS

Beim Kauf von 4 Packungen (gleiche Grösse / Transluzenz) erhalten Sie 1 Packung (gleiche Grösse / Transluzenz) GRATIS dazu.

4x IPS e.max ZirCAD CER/inLab LT C17/5
Inhalt pro Packung: 5 Stück | Farbe wählbar | Listenpreis: CHF 125.00

oder 4x IPS e.max ZirCAD CER/inLab LT B45/3
Inhalt pro Packung: 3 Stück | Farbe wählbar | Listenpreis: CHF 137.00

oder 4x IPS e.max ZirCAD CER/in.MT Mul. C17/5
Inhalt pro Packung: 5 Stück | Farbe wählbar | Listenpreis: CHF 156.00

oder 4x IPS e.max ZirCAD CER/in.MT Mul. B45/3 (PPR CHF 172.00)
Inhalt pro Packung: 3 Stück | Farbe wählbar | Listenpreis: CHF 172.00

+ 1x IPS e.max ZirCAD Refill (gleiche Kategorie, Farbe wählbar) gratis

Das Angebot gilt vom 01.03.2019 bis 28.02.2020. Angebot gültig, solange Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Kontakt:

dema dent AG
Hauptsitz
Grindelstrasse 6
8303 Bassersdorf
Tel. +41 44 838 65 65
Fax +41 44 838 65 66
info@demadent.ch

dema dent AG
Niederlassung Bern
Freiburgstrasse 435
3018 Bern
Tel. +41 44 838 65 65
Fax +41 44 838 65 66
info@demadent.ch

dema dent AG
Niederlassung St. Gallen
Lagerstrasse 4
9200 Gossau
Tel. +41 44 838 65 65
Fax +41 44 838 65 66
info@demadent.ch



PROPHYLAXE

AIRFLOW® Prophylaxis Master

Das AIRFLOW® Prophylaxis Master ist die Innovation von EMS zur erfolgreichen Anwendung der „Guided Biofilm Therapy“. Das Gerät verfügt über AIRFLOW® und PIEZON® Ultraschall und stellt somit eine umfassende Lösung für die Prophylaxe- und Parodontalbehandlung dar. Das Gerät wurde für eine intensive professionelle Anwendung entwickelt und zeichnet sich durch einzigartige Ergonomie, hohe Präzision, einfachste Wartung und Kompatibilität mit den höchsten Hygieneanforderungen aus.



Aktionspreis
CHF
7'478.00

AIRFLOW® One

AIRFLOW® ONE für die erfolgreiche Anwendung der „Guided Biofilm Therapy“ für Praktiker, die bereits mit dem Piezon Modul auf ihrer Dentaleinheit ausgestattet sind. Das Gerät wurde für eine intensive professionelle Anwendung entwickelt und zeichnet sich durch einzigartige Ergonomie, hohe Präzision, einfachste Wartung und Kompatibilität mit den höchsten Hygieneanforderungen aus. Das Gerät zeichnet sich durch höchste Standards in Bezug auf Leistung, Sicherheit und Bedienkomfort aus.



Aktionspreis
CHF
5'878.00

AIRFLOW® Rückkauf-Aktion

In der Behandlung und Versorgung Ihrer Patienten geben Sie täglich Ihr Bestes, daher können Sie auch von Ihren Geräten ein Höchstmass an Präzision, Ergonomie, einfachster Wartung und Kompatibilität mit den höchsten Hygieneanforderungen erwarten. Sind Ihre Prophylaxe-Geräte noch auf dem neuesten Stand?

Wir bieten Ihnen an, Ihre altes Gerät gegen den neuen AIRFLOW® Prophylaxis Master oder AIRFLOW® One unter der Vergütung eines garantierten fixen Gutschriftbetrags zu tauschen.

<p>Sie tauschen ...</p>	AIRFLOW® S1 oder AIRFLOW® S2	Alle EMS AIRFLOW® Handy Gerätetypen	Alle Prophylaxe-Gerät (Pulverstrahl und/oder Ultraschallgeräte) von Fremdanbietern	AIRFLOW® Master oder AIRFLOW® Master Piezon
	VS	VS	VS	VS
<p>Sie kaufen ...</p>	<p>AIRFLOW® Prophylaxis Master oder AIRFLOW® One</p>		<p>AIRFLOW® One</p>	<p>AIRFLOW® Prophylaxis Master</p>
	<p>Wir vergüten ...</p> <p>garantierte Gutschrift im Wert von CHF 400.00</p>	<p>garantierte Gutschrift im Wert von CHF 400.00</p>	<p>garantierte Gutschrift im Wert von CHF 400.00</p>	<p>garantierte Gutschrift im Wert von CHF 600.00</p>

HYGIENE

iCare C3 Komplettsset

Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegesystem für Übertragungsinstrumente

- Einfache Handhabung
- Automatische Funktionsweise
- Schnelligkeit
- Universell einsetzbar
- Validierung
- Nachverfolgbarkeit des Aufbereitungszyklus

- inkl. iCare Einheit + Netzkabel
- Spannzangen-Düse
- Spraynebel-Filter-Set
- Öl-Sprühschutz
- Druckluftschlauch
- NSK Pflegeöl 1l
- inkl. 3x ISO INTRamatc Adapter
- 1x Turbinenadapter nach Wahl

Automatisches Pflegesystem für 4 Instrumente in nur ca. 4 Minuten. Das System vereint die einfache Handhabung sowie viele praktische Funktionen, um eine komplette Instrumentenpflege für bis zu 4 Instrumenten durchzuführen.

Aktionspreis
CHF
1'695.00

zzgl. MwSt.



iCare+ C3 Komplettsset

Für eine perfekte Instrumentenaufbereitung

- Einfache Handhabung
- Automatische Funktionsweise
- Schnelligkeit
- Effizienz
- Permanente Kontrolle der Aufbereitungsparameter
- inkl. iCare Einheit + Netzkabel
- Druckluftschlauch
- Gebrauchsanweisung
- inkl. 3x ISO INTRamatc Adapter
- 1x Turbinenadapter nach Wahl

- inkl. Zubehör für iCare+ C3
- n. clean Reinigungslösung f. iCare + 6 Flaschen à 500 ml
 - n. cid Desinfektionslösung f. iCare + 6 Flaschen à 500 ml
 - NSK Pflegeöl Flasche à 1Liter

Aktionspreis
CHF
4'950.00


zzgl. MwSt.



Noch mehr Spass beim Einkaufen: Besuchen Sie unseren Online-Shop unter www.demadent.ch

Bestellformular ausfüllen, faxen oder telefonieren ist Ihnen zu aufwendig? Kein Problem! Für Sie haben wir auf unserer Website www.demadent.ch einen Online-Shop eingerichtet, auf dem Sie mit wenigen Klicks unser gesamtes Warensortiment bestellen können – **unkompliziert, schnell und sicher dank SSL-Zertifikat.**

Profitieren Sie von unseren ständig wechselnden, attraktiven Aktionen. Alle Bestellungen an Werktagen bis 16 Uhr werden am gleichen Tag an unseren Versand weitergeleitet. Der Retourversand von Verbrauchsmaterialien ist kostenlos.



Omniflow® S1

Omniflow S1 – Das neue Pulverstrahlreinigungsgerät von OMNIDENT für die professionelle Entfernung von Zahnablagerungen. Das platzsparende Tischgerät zeichnet sich durch einfache und intuitive Bedienbarkeit aus. Luft- und Wasserdruck lassen sich stufenlos regeln. Die Free-Flow-Technologie sorgt für einen verstopfungsfreien Betrieb.

Anschlüsse: Wasserdruck von 1,0 bis 5,0 bar.
Luftdruck von 4,5 bis 7,0 bar. 230 – 240 VAC (50 – 60 Hz).
Abmessungen: 120 mm x 250 mm x 250 mm (H x B x T).

- Omniflow S1 Steuerkonsole inkl. Wartungsset mit Reinigungsnadeln und Dichtungen,
- Handstück grau 120°,
- Handstückschlauch mit beidseitiger Steckkupplung, Wasserschlauch, Druckluftschlauch (jeweils mit geräteseitiger Schnellverschlusskupplung),
- Fusschalter, 1 x 300 g Omniflow lemon
- Prophylaxepulver, Zubehör



Aktionspreis
CHF
2'199.00

zzgl. MwSt.
(LVP CHF 73'593.00)

Omniflow Handy 2+

- Pulverstrahlgerät für die professionelle Zahnreinigung
- Leichte und ergonomische Konstruktion
 - Einfach zu reinigen
 - Erhältlich für Turbinenkupplungen von KaVo und Sirona



Aktionspreis
CHF
899.00

zzgl. MwSt.
(LVP CHF 73'593.00)

Jetzt über 20.000 Artikel schnell und einfach im Online-Shop bestellen:
www.demadent.ch

Omniflow® Prophylaxe Pulver

Das bewährte Prophylaxe-Pulver für den Einsatz in den meisten herkömmlichen Pulverstrahlgeräten. Das Pulver aus Natriumbicarbonat hat eine Korngröße von 50 – 60 µm

Omniflow Perio Pro	100 g	Art.-Nr. 354264	CHF 15.00
Omniflow mint	300 g	Art.-Nr. 301851	CHF 17.90
Omniflow cassis	300 g	Art.-Nr. 301835	CHF 17.90
Omniflow lemon	300 g	Art.-Nr. 428800	CHF 17.90
Omniflow cherry	300 g	Art.-Nr. 303237	CHF 17.90



Omnitip®

Periospitzen

- Tip 1: Zum Entfernen von supragingivalem Zahnstein in allen Quadranten
- Tip 2: Zum Entfernen von supragingivalem Konkrementen in allen Quadranten
- Tip 3: Zum Entfernen von Konkrementen auch aus tiefen Parodontaltaschen in allen Quadranten



Tip 1 ZEG Ansatz	Art.-Nr. 437972	CHF 49.00
Tip 2 ZEG Ansatz	Art.-Nr. 439696	CHF 58.00
Tip 3 ZEG Ansatz	Art.-Nr. 440556	CHF 68.00

Plak Out

Plak Out Flüssig #453

10 ml, 0.10 % CHX
Art.-Nr. 720701



Aktionspreis
CHF 11.00
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 13.10)

Plak Out Gel #450

33 g, 0.20 % CHX
Art.-Nr. 720699



Aktionspreis
CHF 10.50
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 12.50)

Plak Out Gel #451

20 x 5 g, 0.20 % CHX
Art.-Nr. 720700



Aktionspreis
CHF 44.50
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 53.40)

Plak Out Spüllösungen #458

250 ml, 0.10 % CHX
Art.-Nr. 720702



Aktionspreis
CHF 11.90
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 14.40)



PROPHYLAXE

Cleanic Prophy-Paste Berry Burst

Tube 100 g
Art.-Nr. 700235



Aktionspreis
CHF 18.80
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 32.45)

Cleanic Prophy-Paste Grüner Apfel

Tube 100 g
Art.-Nr. 350040



Aktionspreis
CHF 18.80
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 32.45)

Cleanic Prophy-Paste light mit Fluorid

Tube 100 g
Art.-Nr. 520645



Aktionspreis
CHF 18.80
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 87.60)

Cleanic Prophy-Paste Minze

Tube 100 g
Art.-Nr. 448644



Aktionspreis
CHF 18.80
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 27.00)

Cleanic Prophy-Paste Minze ohne Fluorid

Tube 100 g
Art.-Nr. 626873



Aktionspreis
CHF 18.80
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 27.00)

Cleanic Prophy-Paste ohne Fluorid

Patrone 200 g
Art.-Nr. 445040



Aktionspreis
CHF 56.00
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 96.85)

Cleanic Prophy-Paste ohne Fluorid

Patrone 100 g
Art.-Nr. 308620



Aktionspreis
CHF 27.00
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 44.20)

Cleanic Prophy-Paste mit Fluorid

Patrone 100 g
Art.-Nr. 308620



Aktionspreis
CHF 27.00
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 44.20)

Cleanic Prophy-Paste mit Fluorid

Patrone 200 g
Art.-Nr. 445013



Aktionspreis
CHF 56.00
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 96.85)

Prophy Box™ Prophylaxe zum Vorteilspreis.

In einer praktischen Box. KaVo SMARTmatic Prophylaxe Instrumente ideal mit Kerr Verbrauchsmaterialien kombiniert!

KaVo und Kerr bieten heute drei exklusive Prophy Bundles an, die unsere sehr guten KaVo und Kerr Produkte aus dem Bereich Prophylaxe, angefangen von der Patientenvorbereitung bis hin zum Polieren, in einem attraktiven Starterpaket vereinen.

Prophy Box SMARTmatic S31 Bundle 1

Art.-Nr. 746014

- 1x KaVo SMARTmatic PROPHY S31
- 1x Kerr Cleanic in der Tube Minze mit Fluorid 100 g
- 1x Kerr Cleanic in der Tube Berry Burst mit Fluorid 100 g
- 1x Kerr OptiView Standard Kit (2 St.)
- 2x Kerr Prophy-Clips (wiederaufbereitbar) – (6 St.)
- 1x Kerr Pro-Cup Screw-type, weich(30 St.)
- 1x Nachbestellformular
- 1x Flyer



Aktionspreis
CHF 275.00
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 363.00)

Prophy Box SMARTmatic S33 Bundle 2

Art.-Nr. 746015

- 1x KaVo SMARTmatic PROPHY S33
- 1x Kerr Cleanic in der Tube Minze mit Fluorid 100 g
- 1x Kerr Cleanic in der Tube Berry Burst mit Fluorid 100 g
- 1x Kerr OptiView Standard Kit (2 St.)
- 2x Kerr Prophy-Clips (wiederaufbereitbar) – (6 St.)
- 1x Kerr Prophy-cups Snap-on, Lamellen, weich (30 St.)
- 1x Nachbestellformular
- 1x Flyer



Aktionspreis
CHF 275.00
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 349.00)

Prophy Box SMARTmatic S53 Bundle 3

Art.-Nr. 746016

- 1x KaVo SMARTmatic S53
- 1x Kerr Cleanic in der Tube Minze mit Fluorid 100 g
- 1x Kerr Cleanic in der Tube Berry Burst mit Fluorid 100 g
- 1x Kerr OptiView Standard Kit (2 St.)
- 2x Kerr Prophy-Clips (wiederaufbereitbar) – (6 St.)
- 1x Kerr Pro-Cup Latch-type / Winkelstückschäft, weich (30 St.)
- 1x Nachbestellformular
- 1x Flyer



Aktionspreis
CHF 279.00
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 359.00)

HAFTVERMITTLER



OptiBond™

Der Goldstandard OptiBond FL ist ein gefülltes, lichterhärten- des Total-Etch-Adhäsiv-Bondingsystem, das eine einfache Entnahme aus zwei Flaschen oder einer Unidose mit nur einem Lichthärtungsschritt bietet.

Total-Etch-, Zweikomponenten-Dentaladhäsiv

OptiBond FL Primer

Flasche 8 ml
Art.-Nr. 335434

Aktionspreis
CHF 67.50
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 91.40)

OptiBond FL Adhäsiv

Flasche 8 ml
Art.-Nr. 335453

Aktionspreis
CHF 67.50
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 91.40)

Zweikomponenten-Universaladhäsiv

EINE MARKE.
EIN PROTOKOLL.
ALLE VERFAHREN.

OptiBond eXTRa Universal

Flasche Kit
Art.-Nr. 759600

Aktionspreis
CHF 159.00
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 215.00)

Unidose Kit

Art.-Nr. 759601

Aktionspreis
CHF 189.00
zzgl. MwSt.
(LVP CHF 250.00)

EINLADUNG ZUM

25. DENTAL RIDE 2019

keep on riding



DONNERSTAG, 22.08.2019

Anmeldung unter marketing@demadent.ch oder

www.demadent.ch

VERBRAUCHSMATERIAL



Omni Bib Holder

Einweg-Serviettenhalter mit Klebeverschluss, grössenflexibel, Farbe weiss.

Packung, 250 Stück Art.-Nr. 727450

Aktionspreis
CHF 7.90

zzgl. MwSt.

Omni Oshibori

Oshibori – das traditionelle Frotteetuch mit Aloe Vera zur Erfrischung, Pflege und Entspannung. Alkoholfrei. Vitalisiert und ist ideal für einen Minutenurlaub vom Alltagsstress. Ihr PZR-Patient wird es Ihnen nach erfolgter Sitzung danken. Omni Oshibori ist kalt oder heiß anwendbar (mikrowellengeeignet) und ist auch auf Reisen ein idealer Begleiter. Lassen Sie sich verwöhnen!

Stück Art.-Nr. 398100



Aktionspreis
CHF 1.10

zzgl. MwSt.

Kopfschutztaschen

Kopfschutztaschen mit jeweils einer Lage Zellstoff und PE-Folie mit praktischer Abreissperforation, zum Schutz vor Verunreinigung, Schweiss etc. Passend für alle gängigen Praxis-einheiten. Grösse: 28 cm x 27 cm



Aktionspreis
CHF 8.50

zzgl. MwSt.

Rolle, 100 Taschen, hellblau
Art.-Nr. 342170
Rolle, 100 Taschen, weiss

Einmal-Patientenumhang

Aus dünner PE-Folie, mit saugfähiger Zellstoff-Auflage, mit Halsausschnitt und Bändern. Grösse der Umhänge: 54 cm x 60 cm



Rolle, 80 Umhänge, weiss Art.-Nr. 417909
Rolle, 80 Umhänge, hellblau Art.-Nr. 417926
Rolle, 80 Umhänge, grün Art.-Nr. 318930

Aktionspreis
CHF 11.50

zzgl. MwSt.



Omni-Spender für die Einmal-Patientenumhänge

Spender für die Wand oder Tischablage. Farbe weiss.

Stück Tischspender
Art.-Nr. 398100

Stück Wandspender, mit verstärkter Rückwand
Art.-Nr. 318936

CHF 15.50
Tischspender

CHF 16.90
Wandspender



Latex Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe

Puderfreier Latex Einmal-Untersuchungs- und Chemikalienschutzhandschuhe geprüft nach folgenden Normen: EN 374 Teil 1-4 (Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen) und EN 455 Teil 1-4 (medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch) sowie PSA 89/686/EEC (Anforderungen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA)). Unsteril, mit Rollrand. AQL 1,5, Beidhändig verwendbar. Die hochwertige Polybeschichtung innen reduziert das Allergierisiko und erleichtert den Einstieg. Hohe Taktilität bei gleichzeitiger Griffbarkeit durch mikrogeraute Handfläche.

Packung, 100 Stück

Grösse XS	Art.-Nr. 321913
Grösse S	Art.-Nr. 321919
Grösse M	Art.-Nr. 321945
Grösse L	Art.-Nr. 321951
Grösse XL	Art.-Nr. 321957

Aktionspreis
CHF 5.90

zzgl. MwSt.



Soft Nitril Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe

Puderfreier, unsteriler und latexfreier Einmal-Untersuchungshandschuh. Reinweiss, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455. AQL 1,5. Mikrogeraute Handfläche. Eine spezielle Material-Zusammensetzung gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs mit hohem Tragekomfort, verbunden mit einer sehr guten Taktilität.

Packung, 100 Stück

Grösse XS	Art.-Nr. 402477
Grösse S	Art.-Nr. 424222
Grösse M	Art.-Nr. 424228
Grösse L	Art.-Nr. 424260
Grösse XL	Art.-Nr. 424266

Aktionspreis
CHF 7.80

zzgl. MwSt.

OMNI Einmal Speichelsauger

Flexible, formstabile Einmal-Speichelsauger, passend für alle Geräte. Erhältlich mit fester oder abnehmbarer Kappe. Länge 12,5 cm.

- Erhältlich in verschiedenen Farben
- Mit fester oder abnehmbare Kappe

Karton, 1.000 Stück



Aktionspreis
CHF 22.50

zzgl. MwSt.

Zahnwatterollen

Einmal-Zahnwatterollen aus reiner Baumwollwatte und hochgebleichtem Verband-Zellstoff. In dünnen Lagen eingerollt, hochsaugfähig und fusselfrei.

Packung, 300 g

- Gr. 1, Ø 8 mm Art.-Nr. 379665
- Gr. 2, Ø 10 mm Art.-Nr. 379681
- Gr. 3, Ø 12 mm Art.-Nr. 379686



Aktionspreis
CHF 4.90

zzgl. MwSt.

dema
dent



Jetzt über 20.000
Artikel schnell und
einfach im Online-Shop
bestellen:
www.demadent.ch



dema dent AG
Hauptsitz
Grindelstrasse 6
8303 Bassersdorf
Tel. +41 44 838 65 65
Fax +41 44 838 65 66
info@demadent.ch

dema dent AG
Niederlassung Bern
Freiburgstrasse 435
3018 Bern
Tel. +41 44 838 65 65
Fax +41 44 838 65 66
info@demadent.ch

dema dent AG
Niederlassung St. Gallen
Lagerstrasse 4
9200 Gossau
Tel. +41 44 838 65 65
Fax +41 44 838 65 66
info@demadent.ch


20 Jahre
dema dent

www.demadent.ch