

Intensiv ZirconCut

Etude scientifique par la Prof. Mutlu Özcan, Université de Zurich

Nouveau



Instruments diamantés spéciaux Intensiv pour une séparation plus efficace des restaurations en céramique zircon

Développé en collaboration avec la Prof. Mutlu Özcan, Université de Zurich

Avantages

- Découpe le zircon beaucoup plus rapidement*
- Performance de découpe plus durable et constamment supérieure*
- A l'aide de 10 usages d'instruments, 23 mm de céramique zircon sont découpés*



Intensiv ZirconCut Set, Réf. 035A

Avec 1 instrument chacun:
Cylindre pointu 90°, 6mm, 014
Cylindre rond, 6mm, 014
Cylindre flamme, 5mm, 014



Préparation pour incision buccale d'une couronne tout-céramique zircon pour molaire



Préparation pour incision occlusale d'une couronne tout-céramique zircon pour molaire




Préparation pour incision labiale d'une couronne tout-céramique zircon pour incisive



Première incision après 5 sec. de découpe

* Découpe initiale: Les instruments Intensiv découpent en 45 sec. 3 mm de zircon comparé à 1,6 mm par des instruments comparables de la concurrence industrielle allemande.

* Après 10 fois découpes: Les instruments Intensiv découpent en 45 sec. 2 mm de zircon comparé à 0,8 mm par des instruments comparables de la concurrence industrielle allemande.



*Etude scientifique, Prof. Mutlu Özcan, Université de Zurich

Images cliniques: Dr. Alessandro Devigius, Bülach, Suisse. www.dentist.ch



Commande par fax: 044 838 65 66 ou par courriel: info@demadent.ch

	Produit	Réf. Intensiv	Art. No. dema dent	Prix de vente dema dent en CHF	Quantité
ø 014 	Intensiv ZirconCut, Set avec 3 instruments différents (Tray en acier inoxydable) Cylindre pointu 90°, 6mm, 014 Cylindre rond, 6mm, 014 Cylindre flamme, 5mm, 014	Réf. 035A	761136	81.70	
	Intensiv ZirconCut, 3 instruments Cylindre pointu 90°, 014, 6mm (Tray en acier inoxydable)	FG Zr01/3	761138	81.70	
	Intensiv ZirconCut, 3 instruments Cylindre rond, 014, 6mm (Tray en acier inoxydable)	FG Zr02/3	761139	81.70	
	Intensiv ZirconCut, 3 instruments Cylindre flamme, 014, 5mm (Tray en acier inoxydable)	FG Zr03/3	762000	81.70	
ø 016 	Intensiv ZirconCut, Set avec 3 instruments différents (Tray en acier inoxydable) Cylindre pointu 90°, 6mm, 016 Cylindre rond, 6mm, 016 Cylindre flamme, 5mm, 016	Réf. 040A	761137	81.70	
	Intensiv ZirconCut, 3 instruments Cylindre pointu 90°, 016, 6mm (Tray en acier inoxydable)	FG Zr05/3	762001	81.70	
	Intensiv ZirconCut, 3 instruments Cylindre rond, 016, 6mm (Tray en acier inoxydable)	FG Zr06/3	762002	81.70	
	Intensiv ZirconCut, 3 instruments Cylindre flamme, 016, 5mm (Tray en acier inoxydable)	FG Zr07/3	762003	81.70	

Cabinet dentaire	Date
	Signature



Envoyez-moi s.v.p. le Catalogue Intensiv